

MID-SEW™

SILICONE EXTENDER FOR WOUND

REF

MID300



Зураг 1: MID-SEW™

MN- Хэрэглэх заавар: Шарханд зориулсан силикон өргөтгөгч р. 2

1 ЭМЧ НАРЫН МЭРГЭШСЭН БАЙДАЛ

MID-SEW™-ийг зөвхөн арьсны өргөтгөлийн мэс засал мэргэшсэн туршлагатай эмч нар ашиглах ёстой. **Анхааруулга:** Мэргэжилтнүүд ашиглахаасаа өмнө эдгээр заавруудтай бүрэн танилцах ёстой. Энэхүү СЭЗ нь мэс заслын арга техник сурах бичиг биш юм. Зураг дээр эмнэлгийн төхөөрөмжийн тохируулга эсвэл тохируулгыг харуулж байна.

2 АНХААРАХ ХЭСГҮҮД

- MID-SEW™-ийг 29 хоногоос илүү удаан ашиглах ёсгүй. Ижил төхөөрөмжөөр солих тохиолдолд ашиглалтын нийт хугацаа 29 хоногоос хэтрэхгүй байх ёстой
- Төхөөрөмжүүдийг үйлдвэрлэгчийн чанарын баталгааны бодлогыг хангахын тулд ашиглалтын товч тодорхойлолтын хамт MID буцаасан барааны бодлогын дагуу шинжээчийн дүн шинжилгээ хийх зорилгоор дистрибьютерт буцааж өгөх боломжтой. Буцахаасаа өмнө MID-тай холбоо барина уу.
- Энэхүү төхөөрөмжийг авснаар өвчтөн, хэрэглэгчид эсвэл бусад хүмүүсийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндэд хохирол учруулах ёсгүй. Төхөөрөмжийг тухайн улсын одоогийн хууль тогтоомжийн дагуу устгаж, устгах ёстой.

АНХААРУУЛГА: Энэхүү бүтээгдэхүүн нь 2010/32 / UE-ийн удирдамжийн дагуу хурц төхөөрөмж бөгөөд ашигласны дараа бохирдсон байж болзошгүй юм. Эмнэлгийн протокол болон бусад холбогдох дүрэм журмын дагуу бусад хурц / зүсэх төхөөрөмжтэй харьцах дүрэм журмыг баримтлана.

- MID-SEW™-тэй харьцахдаа төхөөрөмжийг гэмтээж болзошгүй багажтай хамт ашиглаж болохгүй.
- Ажиллагаа болон бусад ослын үед дор хаяж нэг сэлбэг хэрэгслийг бэлэн байлгах шаардлагатай.

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ: MID-SEW™ нь аюулгүй ажиллагааны хэрэгсэл биш юм.

3 ТОДОРХОЙЛОЛТ

MID-SEW™, ref MID300 нь арьсанд өргөтгөл хийх зориулалттай силиконоор хийсэн мэс заслын оёдол юм. Үүнд:

- Оёдлын дамжуулалтыг баталгаажуулдаг хоёр нүхтэй найман (8) силикон шаантаг.
- Нэг ирмэг нь 100 см урттай уян силикон утсыг гурвалжин муруй зүүгээр тогтооно.
- Дөрвөн (4) силикон төхөөрөмжийг буцааж эргүүлэх замаар битүүмжлэх хэрэгсэл.

4 ЗААЛТ

MID-SEW™ шарханд зориулсан силикон өргөтгөгч нь анхдагч шарх хаах замаар зохицуулах боломжгүй шархыг хаахад туслах зориулалттай.

MID-SEW™ нь дермато эмчилгээний хэрэгсэл юм. MID-SEW™ нь насанд хүрсэн өвчтөнд зориулагдсан болно.

5 ЭСРЭГ ЗААЛТ

Энэ төхөөрөмжийг гэмтсэн арьсанд дээр бүү хэрэглэ.

6 ХАРИЛЦАА ХОЛБОО

Одоогоор мэдэгдээгүй.

7 ХОЁРДОГЧ ХҮЧИН ЗҮЙЛС

Мэргэжлийн эмчийн тогтоосоны дагуу (арьс цайралт) хэт их байвал уян хатан оёдол ба силикон шаантагны хажууд арьсны үхжил үүсч болно.

8 СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

- Силикон оёдлын сонголт, тохируулга нь өвчтөний байдал, мэс засалчдын туршилт, мэс заслын арга техник, шархны хэлбэр, хэмжээ зэргээс хамаарна.
- Картонон даавуун утаснаас болгоомжтой татаж ав.
- Силикон шаантаг ба блокер нь зулгарахад эсвэл мэс заслын хайчаар татахад амархан салдаг.



Зүүг зүсэхээс өмнө уян хатан утсыг бүү чангал.

9 ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Оёдлын багцыг зүү баригчтай хамт ашигладаг. Силикон шаантаг нь даралтыг бууруулахын тулд оёдлын утас (тусгай үүрэнд) ба арсны хананы хооронд байрладаг. Шаантаг ашиглах нь факультатив шинж чанартай байдаг.

АНХААРУУЛГА: Оёхын өмнө утсыг чийгшүүлнэ

Зүүг арилгаж, чангалсны дараа блоклох системийг уян оёдлын хоёр ирмэг дээр байрлуулна.

Мэс засал хийснээс хойш дараагийн өдрүүдэд тохируулгыг сонгох нь өвчтөний байдал, мэс засалчийн туршлагаас хамаарна. Мэргэжлийн эмчийн шийдвэрийн дагуу төхөөрөмжийг хэд хэдэн удаа тохируулж болно.

АНХААРУУЛГА: Блоклох систем нь шархтай хүрэлцэхгүй байх ёстой.



Зураг: оёдлын утас ба шаантаг тохируулах



Зураг: Буцаах түгжээ

10 ХАДГАЛАХ БА АРИУТГАХ НӨХЦӨЛҮҮД

10.1 10.1 Хадгалалт:

Бүтээгдэхүүнийг анхны сав баглаа боодол дээр нь хуурай, сэрүүн газар, гэрэл, нөлөөллөөс хамгаалж хадгална.

10.2 10.2 Ариутгал:

- MID-SEWTM нь ариутгасан сорьц (этилен оксидын ариутгал) баталгаажуулсан багцаар нийлүүлдэг. Хэрэглэхийн өмнө баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдлыг шалгана уу. Гэмтсэн савлагаатай бүтээгдэхүүнийг бүү ашигла.
- **Савлагаан дээр** заасан хугацаа дууссаны дараа бүтээгдэхүүнийг бүү ашигла.
- Энэ бол нэг удаагийн хэрэглээний бүтээгдэхүүн юм - **ДАХИН АРИУТГАЖ / АШИГЛАЖ БОЛОХГҮЙ**
- Ингэх нь дараахь эрсдлийг дагуулна:
 - o Ариутгасан нөхцөл нь MID-ээр батлагдсан аргуудаас гадуур баталгаагүй болно.
 - o Хөндлөн бохирдол эсвэл мэс заслын дараах хүндрэлийн томоохон эрсдэл.
 - o Төхөөрөмжийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн шинж чанар баталгаажихгүй.



For single use only



Store in a cool, dark, dry place



Do not use if package
is opened or damaged

Rx Only “Caution : Federal Law
restricts this device to sale by or
on the order of a physician or a
licensed practitioner”

Not made with natural rubber latex – ne contient pas de latex – kein latex – No Latex – No
Lattice – não latex- Latexvrij – Uden latex – Utan latex – Lateks içermeyiz-本品不含有乳胶 –
Байгалийн резинэн латексаар хийгдээгүй

از لاتکس لاستیک طبیعی ساخته نشده است.



Marquage CE depuis 2016
CE Mark since 2016

POLITIQUE de RETOURS/RETURNED Goods POLICY

Aucun retour produit ne peut se faire sans l'autorisation préalable de MID. Afin de connaître les modalités de retour merci de nous contacter à :

Authorization must be received from MID prior to return of the medical device. For particular return indications, please contact us:

MID SAS – 9, chemin du jubin – 69570 Dardilly
FRANCE

Tel.: +33 (0)4 78 17 48 04 – Fax: +33 (0)4 72 82 91 23
Email: mid@mid-med.com – website: www.mid-med.com

